

РЕЗОРБИРУЕМЫЕ
НИТИ
НЕРЕЗОРБИРУЕМЫЕ
НИТИ



medipac[®]
manufacturing

Инвестиции в инновации и высокое качество

РЕЗОРБИРУЕМЫЕ НИТИ



ПОЛИГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА (P.G.A.)

Плетёная фиолетовая синтетическая рассасывающаяся нить из полигликолевой кислоты с покрытием из сополимера PGA-PCI

Предел прочности
на разрыв

65%
на 2-ой неделе
35%
на 3-ой неделе

Срок резорбции

60-90
дней



НЕОСОРБ (PGLA)

Плетёная фиолетовая синтетическая рассасывающаяся нить из полиглactина 910 с покрытием

Предел прочности
на разрыв

50%
на 3-ой неделе

Срок резорбции

56-70
дней



НЕОСОРБ РАПИД (PGLA)

Плетёная неокрашенная синтетическая быстро рассасывающаяся нить из полиглactина 910 с покрытием

Предел прочности
на разрыв

50%
на 5-ый день

Полный разрыв
через

10-14
дней

Срок резорбции

42
дня



МОНОСОРБ

Монофиламентная фиолетовая рассасывающаяся нить из полидиоксанона (PDO)

Предел прочности
на разрыв

65%-70%
на 4-ой неделе
50%-60%
на 6-ой неделе

Срок резорбции

180-220
дней



МОНОФАСТ

Монофиламентная фиолетовая рассасывающаяся нить из полигликолевой кислоты с поликапролактоном (PGCL)

Предел прочности
на разрыв

68%-78%
на 1-ой неделе
30%
на 2-ой неделе

Полный разрыв
через

28
дней

Срок резорбции


90-110
дней

Шовные материалы Медипак доступны в широком ассортименте длин и диаметров, в комбинации с различными иглами. С полным каталогом Вы можете ознакомиться на сайте www.dentdealer.ru

НЕРЕЗОРБИРУЕМЫЕ НИТИ

ПРОФИМЕД (PTFE)

Монофиламентная неокрашенная
нерассасывающаяся нить
из политетрафторэтилена (ПТФЭ)



ПОЛИАМИД

Монофиламентная голубая
нерассасывающаяся нить
из полиамида (нейлона)



ПРОПИЛЕН

Монофиламентная голубая
нерассасывающаяся нить
из полипропилена



ПОЛИЭСТЕР

Плетёная зелёная
нерассасывающаяся полиэфирная
нить с силиконовым покрытием



ШЁЛК

Плетёная нерассасывающаяся
нить с восковым покрытием



СТАЛЬ

Нерассасывающаяся нить
из нержавеющей стали 316LVM





Dent Dealer

The Best for Dentists

ООО Дентдилер
Эксклюзивный представитель
компании Medipac (Греция) в России

119192, г. Москва, ул. Мосфильмовская, дом 53, этаж 1
Тел.: +7 (495) 255-255-0
E-mail: info@dentdealer.ru
<http://dentdealer.ru>