



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



БРАЗИЛЬСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ FGM

Бразильская компания FGM, представлена более чем в 100 странах мира. Она является лидером в производстве отбеливающих систем в Бразилии, благодаря широко известной линии Whiteness.

Ассортимент компании насчитывает более 400 продуктов различного назначения: отбеливающие системы, биоматериалы, имплантаты, композитные, адгезивные и цементные материалы, стекловолоконные штифты и материалы для финишной обработки и полировки.

Основанная в 1996 году компания FGM постоянно занимается исследованиями и разработками. Она активно выстраивает партнерские отношения с заслуженными учеными, известными университетами, государственными и международными исследовательскими центрами.

В компании FGM будущее вершится уже сегодня, а в его основу закладываются новые концепции, объединяющие научные знания и инновации. Компания выходит за рамки привычного, предвосхищая спрос, и предлагая оригинальные решения, ставя под вопрос стандарты прошлого.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



@FGMrussia



vk.com



Youtube



Site



FGM

Opallis ^{CE 2797}

Композитный материал для реставрации фронтальных и жевательных групп зубов

ПРЕВОСХОДНЫЕ
ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА



Обширная география: присутствует на рынках более 55 стран мира



Цветовое соответствие: сопоставим с цветовой шкалой Vita Classical guide



Средний размер частиц: 0.5 мкм



Отличная консистенция: простота и удобство применения



Отличная полировка: высокая эстетика реставраций

ФОРМА ВЫПУСКА

Базовый набор: 5 шприцев по 4 г, представленных в следующих оттенках: EA2, EA3, EA3.5, DA2, DA3 и 1 шприц 2 г оттенка T-Neutral. Шприц по 4 г представлен в следующих оттенках: DA1, DA2, DA3, DA3.5, DB1, DB2, EA1, EA2, EA3, EA3.5, EB1, EB2. Шприц по 2 г представлен в следующих оттенках: DA4, DC2, D-Bleach, EA4, EB3, EC2, EC3, E-Bleach H, E-Bleach M, E-Bleach L, T-Blue, T-Neutral, Opaque Pearl, Opaque White, оттенки для молочных зубов A0.5 и B0.5

Показания к применению:

- Реставрации зубов фронтальной и жевательной групп I, II, III, IV и V классов
- Изготовление виниров из композитных материалов прямым методом
- Фиксация отколовшихся фрагментов зуба
- Уменьшение или закрытие диастем
- Восстановление зуба под коронку
- Пришеечные поражения некариозного происхождения

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Автор: Dr. Joana Souza Andrade



До



После



Opallis FLOW ^{CE 2707}

Текущий композит для адаптивного слоя, базовой прокладки и минимально инвазивных реставраций



Идеальное прилегание к стенкам полости: низкий риск инфильтрации



Порционное внесение материала: до 2 мм

ФОРМА ВЫПУСКА

Шприц по 2 г представлен в оттенках: А1, А2, А3 (универсальный), Т (транслюцентный), ОР, А0.5, В0.5 и ОА3.5 (экстраупаковный) и насадки-канюли

(FGM)

LiS^{CE}
2797

Композитный материал для реставрации фронтальных и жевательных групп зубов

УПРОЩЕННАЯ ЦВЕТОВАЯ СХЕМА
МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
ВСЕ НАСТОЛЬКО ПРОСТО



Основные оттенки для повседневной практики: эмаль, дентин и транслюцентный



Отличная полировка: высокая эстетика реставраций



Средний размер частиц: 0,8 мкм



Идеальная консистенция: простота и удобство применения

ФОРМА ВЫПУСКА

Набор: 5 шприцев по 4 г, представлен в оттенках: DA2, DA3, EA2, EA3.5, EB2. Шприц по 4 г, представлен в оттенках: EA1, EA2, EA3, EA3.5, EA4, EB1, EB2, EB3, EC2, EC3, Incisal, DA1, DA2, DA3, DA3.5 и DB2

(FGM)

Condac37^{CE}

37% гель ортофосфорной кислоты для травления эмали и дентина



Легко смывается водой с поверхности



Контрастный цвет: визуальный контроль нанесения



Отличная консистенция: гель не вытекает за края участка нанесения

ФОРМА ВЫПУСКА

3 шприца по 2,5 г и насадки-канюли



Top dam^{CE}

Светоотверждаемый композит
для изоляции десны

ЗАЩИТА И
БЕЗОПАСНОСТЬ



Идеальная
изоляция



Эластичный после
затвердевания композит:
легкое нанесение,
комфорт пациента



Легкое удаление от
зубов и десен

ФОРМА ВЫПУСКА

1 шприц по 2 г и насадка-канюля, доступен в синем цвете



Condac porcelana^{CE}

10% гель плавиковой кислоты для
травления керамики



Легко смывается
водой с поверхности



Контрастный цвет:
визуальный контроль
нанесения



Отличная
консистенция: гель
не вытекает за края
участка нанесения

ФОРМА ВЫПУСКА

1 шприц по 2,5 мл и насадки-канюли

(FGM)

ambor

Светоотверждаемая
адгезивная система
для эмали и дентина

CE
2797



Долговечная
адгезия



Не содержит
бисфенол А



Удобство: праймер +
адгезив в одном флаконе



Хорошее краевое
прилегание



Высокая степень конверсии



Доказанная клиническая
долговечность

ФОРМА ВЫПУСКА

1 флакон (праймер+адгезив) объемом 4 мл или 6 мл

Показания к применению:

- Прямые композитные реставрации (I, II, III, IV и V класса)
- Цемнтировка штифтов, коронок, виниров, вкладок и накладок
- Непрямые реставрации (вкладки и накладки) из керамики, композита и металлов
- Починка реставраций

НАНЕСЕНИЕ ПРОДУКТА



Травление кислотой



Нанесение адгезива







Финальная реставрация



flúor care ^{CE}

Безопасно
для детей

Реминерализующая пенка на основе 1,23% ионов фтора для местного применения

-  Пенка в 8 раз экономнее гелевой текстуры
-  Низкий риск проглатывания
-  Доступен в трех ароматах: тутти-фрутти, клубника и виноград
-  Можно использовать с индивидуальными капками или без них



ФОРМА ВЫПУСКА




1 флакон Flúor Care 100 г со вкусами: тутти фрутти, клубника и виноград



Desensibilize KF 2% ^{CE}

Десенсибилизатор на основе нитрата калия и фторида натрия



-  Нитрат калия + фторид натрия: снижение чувствительности и реминерализующее действие
-  Бесцветный гель: не препятствует отбеливанию зубов
-  Научно доказанная эффективность

ФОРМА ВЫПУСКА


1 шприц по 2,5 г, к насадка-канюля




Diamond Ac I & II [€]

Полировочная паста на основе оксида алюминия для предварительной и финишной полировки



†  Паста представлена с двумя размерами частиц (Ac I: 80 мкм и Ac II: 30 мкм)

†  Тиксотропные свойства: не вытекает за участок нанесения


ФОРМА ВЫПУСКА


Набор: 1 шприц Diamond Ac I по 4 г, 1 шприц Diamond Ac II по 4 г и насадки-канюли



Diamond flex


Гибкие фетровые диски для полировки

†  Прекрасные результаты: подходит для полировки различных поверхностей

†  Легкость и удобство применения



 Применение: с полировочной пастой

 Гибкость: адаптируются к неровным поверхностям и изгибам формы






ФОРМА ВЫПУСКА

Набор: 24 гибких фетровых диска диаметром 8 мм и 12 мм и дискодержатель



Maxxion R^{ce}

Стеклоиономерный
цемент для реставраций

-  Биосовместимый
-  Прекрасная адгезия
-  Выделяет фтор



ФОРМА ВЫПУСКА

Набор A2: 1 флакон цементного порошка по 10 г, 1 флакон жидкости по 8 г, 1 ложка для порошка и 1 блок для замешивания





www.fgmdental.ru



8 495 727 50 80

