



W o r l d L e a d e r i n S p h e r i c a l A t t a c h m e n t s

ПРАЙС-ЛИСТ

Для стоматологов и зубных техников



w w w . r h e i n 8 3 . c o m



ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ



Код. 092ECQ

OT EQUATOR ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 ПАТРИЦЫ "полу сферы" ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 2 СТАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ КОЛПАЧКОВ
- 4 РАЗНЫХ РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА
(2 РОЗОВЫХ МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ, 2 ПРОЗРАЧНЫХ СТАНДАРТНОЙ РЕТЕНЦИИ)

ИМПЛАНТАТЫ



Код. 130

OT EQUATOR ДЛЯ ИМПЛАНТАТОВ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 АТТАЧМЕН ИЗ ТИТАНА + TiN
- 1 ТИТАНОВЫЙ АНОДИРОВАННЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КОЛПАЧКОВ, ФИОЛЕТОВЫЙ
- 1 ЗАЩИТНЫЙ ДИСК
- 4 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА
(1 ЖЕЛТЫЙ ЭКСТРА МЯГКИЙ, 1 РОЗОВЫЙ МЯГКИЙ, 1 БЕЛЫЙ СТАНДАРТНЫЙ, 1 ФИОЛЕТОВЫЙ ЖЕСТКИЙ)



Код. 030

- 1 ТИТАНОВЫЙ МОНКОН "OT EQUATOR"

БАЛКИ



Код. 160EQB

OT EQUATOR С РЕЗЬБОЙ С ВТУЛКОЙ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 EQUATOR С РЕЗЬБОЙ для титановой втулки (резьба 1.6mm)
- 2 ВТУЛКИ С РЕЗЬБОЙ (резьба 1.6mm)
- 2 КОНТЕЙНЕРА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ КОЛПАЧКОВ
- 2 ДИСТАНЦИАТОРА ИЗ СТАЛИ (для резьбовых втулок)
- 8 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКОВ
(2 ЖЕЛТЫХ ЭКСТРА МЯГКИХ, 2 РОЗОВЫХ МЯГКИХ, 2 БЕЛЫХ СТАНДАРТНЫХ, 2 ФИОЛЕТОВЫХ ЖЕСТКИХ)

ELASTIC SEEGER ПАССИВНОЕ СОЕДИНЕНИЯ ИМПЛАНТАТОВ ПУТЁМ БАЛОК



Код. 158ESA

ELASTIC SEEGER

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 ЦИЛИНДР ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ - КОНТЕЙНЕР ДЛЯ SEEGER
- 1 САМОУДАЛЯЮЩЕЕСЯ КОЛЬЦО SEEGER ДЛЯ EQUATOR
- 1 ТИТАНОВЫЙ ВИНТ ДЛЯ САМОУДАЛЯЮЩЕГОСЯ КОЛЬЦА SEEGER

АССОРТИМЕНТ КОЛПАЧКОВ



Код. 192ECE

АССОРТИМЕНТ КОЛПАЧКОВ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 ТИТАНОВЫЙ АНОДИРОВАННЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КОЛПАЧКОВ, ФИОЛЕТОВЫЙ
- 1 КОЛПАЧОК ЧЕРНЫЙ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ
- 4 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА (1 ЖЕЛТЫЙ ЭКСТРА МЯГКИЙ, 1 РОЗОВЫЙ МЯГКИЙ, 1 БЕЛЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ, 1 ФИОЛЕТОВЫЙ ЖЕСТКИЙ)
- 1 ЗАЩИТНЫЙ ДИСК

НАБОР SMART BOX АВТОПАРАЛЛЕЛИЗУЕМЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ OT EQUATOR



Код. 335SBC

НАБОР SMART BOX

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 КОНТЕЙНЕР SMART BOX С ЧЕРНЫМ КОЛПАЧКОМ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ
- 1 ЗАЩИТНЫЙ РОЗОВЫЙ ДИСК
- 4 РАЗНЫХ РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА
(1 ЖЕЛТЫЙ ЭКСТРА МЯГКИЙ, 1 РОЗОВЫЙ МЯГКИЙ, 1 БЕЛЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ, 1 ФИОЛЕТОВЫЙ ЖЕСТКИЙ)

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



Код. 151SS	• 2 ПАТРИЦЫ "ОТ EQUATOR" ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
Код. 140CEV	• 4 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА – ФИОЛЕТОВЫХ ЖЕСТКОЙ РЕТЕНЦИИ 2700грам.
Код. 140CET	• 4 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА – БЕЛЫХ ПРОЗРАЧНЫХ СТАНДАРТНОЙ РЕТЕНЦИИ 1800грам.
Код. 140CER	• 4 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА – РОЗОВЫХ МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ 1200грам.
Код. 140CEG	• 4 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА - ЖЕЛТЫХ ОЧЕНЬ МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ 600грам.
Код. 140CEN	• 4 ЧЕРНЫХ КОЛПАЧКА <i>(ТОЛЬКО ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)</i>
Код. 141CAE	• 2 КОНТЕЙНЕРА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ КОЛПАЧКОВ
Код. 141CTE	• 2 ТИТАНОВЫХ АНОДИРОВАННЫХ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ КОЛПАЧКОВ, ФИОЛЕТОВЫЕ
Код. 330SBE	• 1 КОНТЕЙНЕР SMART BOX С ЧЕРНЫМ КОЛПАЧКОМ
Код. 335CSB	• 4 ЧЕРНЫХ КОЛПАЧКА SMART BOX <i>(ТОЛЬКО ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)</i>
Код. 039SFE2	• 1 EQUATOR С РЕЗЬБОЙ 2мм (СТАНДАРТНАЯ РЕЗЬБА)
Код. 339SFE	• 1 EQUATOR С РЕЗЬБОЙ 1,6mm (ДЛЯ ТИТАНОВОЙ ВТУЛКИ)
Код. 239GSF	• 1 ТИТАНОВАЯ ВТУЛКА (РЕЗЬБА 1.6 mm)
Код. 339SSE	• 1 ДИСТАНЦИАТОР ДЛЯ ВТУЛКИ ОТ EQUATOR
Код. 158VAE	• 1 ТИТАНОВЫЙ ВИНТ ДЛЯ САМОУДАЛЯЮЩЕГОСЯ КОЛЬЦА SEEGER
Код. 158SAE	• 1 САМОУДАЛЯЮЩЕЕСЯ КОЛЬЦО SEEGER ДЛЯ ОТ EQUATOR
Код. 158CCE	• 1 ЦИЛИНДР ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ ВЫСОТА 2.5мм (ДЛЯ SEEGER)
Код. 158CCE	• 1 ЦИЛИНДР ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ ВЫСОКИЙ ВЫСОТА 3.5мм (ДЛЯ SEEGER)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



Код. 144TTE	• 1 ТРАНСФЕР ОТ EQUATOR ИЗ ТИТАНА + ТИТАНОВЫЙ ВИНТ
Код. 144MTE	• 2 СЛЕПОЧНЫХ ТРАНСФЕРА <i>ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОТТИСКОВ</i>
Код. 044CAIN	• 2 СЛЕПОЧНЫХ ТРАНСФЕРА ОТ EQUATOR - ОТ CAP НОРМО <i>ДЛЯ ОТТИСКА НЕПРЯМЫМ МЕТОДОМ С ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫМИ КОЛПАЧКАМИ</i>
Код. 144AE	• 2 ЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛОГА

ИНСТРУМЕНТЫ



Код. 74AC01	• 1 КЛЮЧ К ПАРАЛЛЕЛОМЕТРУ НОРМО
Код. 774CNE	• 1 КВАДРАТНЫЙ КЛЮЧ ОТ EQUATOR + HOLDER для завинчивания От Equator <i>(КВАДРАТНЫЙ 1.25мм) (ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ДИНАМОМИТРИЧЕСКОЙ ТРИЩОТКОЙ)</i>
Код. 774HC	• 1 HOLDER ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЙ
Код. 760CE	• 1 КОННЕКТОР С КВАДРАТНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДЛЯ ДИНАМОМИТРИЧЕСКОГО ДЕРЖАТЕЛЯ <i>(сечение 1,25mm)</i>
Код. 485IC	• 1 КЛЮЧ ДЛЯ УСТАНОВКИ/ЭКСТРАКЦИИ КОЛПАЧКОВ НОРМО, МИКРО И ОТ EQUATOR <i>(В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНТЕЙНЕРАХ И ВО РТУ У ПАЦИЕНТА)</i>
Код. 185SIS	• 1 ШТОК ДЛЯ УСТАНОВКИ СТОПОРНОГО КОЛЬЦА SEEGER
Код. 491EC	• 1 МНОГОЦЕЛЕВОЙ ЭКСТРАКТОР КОЛПАЧКОВ <i>(С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ШТОКОВ)</i>
Код. 760CRD	• 1 ДИНАМОМИТРИЧЕСКАЯ ТРЕЩОТКА для От Equator-Spheroblock /flex: НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 11 ДО 35Ncm-МАКС 50Ncm, РЕКОМЕНДУЕМАЯ 25Ncm

OT UNILATERAL

АТТАЧМЕН КОМБИНИРОВАННОЙ РЕТЕНЦИИ ДЛЯ ОДНОСТОРОННИХ ПРОТЕЗОВ



Код. 098UNL

OT UNILATERAL + КОННЕКТОР

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 АТТАЧМЕН ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ С КОМБИНИРОВАННЫМИ СФЕРАМИ
- 1 UNI-ВОХ - ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 1 ПЛАСТМАССОВЫЙ КЛЮЧ-ПОЗИЦИОНЕР МИКРО
- 1 КОЛПАЧОК МИКРО РОЗОВЫЙ
- 1 КОЛПАЧОК STRATEGY ЖЕЛТЫЙ (для дублирования)
- 1 КОЛПАЧОК МИКРО - ЧЕРНЫЙ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ
- 1 КОЛПАЧОК STRATEGY ЧЕРНЫЙ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ
- 1 КОННЕКТОР



Код. 156BCU

- 1 АТТАЧМЕН ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ С КОМБИНИРОВАННЫМИ СФЕРАМИ



Код. 156CCU

- 1 UNI-ВОХ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ

OT CAP TESNO



НОРМО

Код. 093СТН

OT CAP TESNO НОРМО/МИКРО

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 УГЛОВЫХ УДЛИНИТЕЛЯ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 2 ОДИНАРНЫЕ СФЕРЫ С РЕЗЬБОЙ ИЗ ТИТАНА + TiN
- 2 РЕЗЬБОВЫЕ ВТУЛКИ ИЗ ТИТАНА
- 2 ПРОЗРАЧНЫХ КОЛПАЧКА НОРМО/МИКРО
- 2 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКА НОРМО/МИКРО
- 2 ЖЕЛТЫХ КОЛПАЧКА НОРМО/МИКРО



МИКРО

Код. 093СТМ



Код. 193BCA

- 2 УГЛОВЫХ УДЛИНИТЕЛЯ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ

ОДИНАРНЫЕ СФЕРЫ С РЕЗЬБОЙ

С ВТУЛКОЙ ДЛЯ ВКЛЕИВАНИЯ НОРМО - МИКРО



Код. 139KSFN

НАБОР СФЕРА С РЕЗЬБОЙ НОРМО + TiN ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 ТИТАНОВЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ОДИНАРНЫЕ СФЕРЫ (ШЕСТИУГОЛЬНИК мм. 1.3 РЕЗЬБА мм. 1.6 мелкая)
- 2 ТИТАНОВЫЕ ВТУЛКИ С РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ВКЛЕИВАНИЯ
- 2 ДИСТАНЦИАТОРА ДЛЯ ВТУЛОК (сфера Нормо) из СТАЛИ



Код. 139KSFM

НАБОР СФЕРА С РЕЗЬБОЙ МИКРО + TiN ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 ТИТАНОВЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ОДИНАРНЫЕ СФЕРЫ (ШЕСТИУГОЛЬНИК мм. 0,9 РЕЗЬБА мм. 1.6 мелкая)
- 2 ТИТАНОВЫЕ ВТУЛКИ С РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ВКЛЕИВАНИЯ
- 2 ДИСТАНЦИАТОРА ДЛЯ ВТУЛОК (сфера Микро) из СТАЛИ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



Код. 239SFN

- 1 СФЕРА С РЕЗЬБОЙ НОРМО + TiN ШЕСТИУГОЛЬНИК мм.1.3 РЕЗЬБА мм1.6 мелкая

Код. 239SFM

- 1 СФЕРА С РЕЗЬБОЙ МИКРО + TiN ШЕСТИУГОЛЬНИК мм.0.9 РЕЗЬБА мм1.6 мелкая

Код. 239GSF

- 1 ВТУЛКА С РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ВКЛЕИВАНИЯ Для Нормо и Микро мм1.6 мелкая резьба



Код. 239SSN

- 1 ДИСТАНЦИАТОР ДЛЯ ВТУЛКИ СО СФЕРОЙ НОРМО



Код. 239SSM

- 1 ДИСТАНЦИАТОР ДЛЯ ВТУЛКИ СО СФЕРОЙ МИКРО



Код. 039SFN2

- 1 ОДИНАРНАЯ СФЕРА С РЕЗЬБОЙ НОРМО + TiN ШЕСТИУГОЛЬНИК 1.3мм РЕЗЬБА 2.0мм



Код. 039SFM2

- 1 ОДИНАРНАЯ СФЕРА С РЕЗЬБОЙ МИКРО + TiN ШЕСТИУГОЛЬНИК 0.9мм РЕЗЬБА 2.0мм



Код. 760CBR

- 1 КЛЮЧ-ШЕСТИГРАННИК (для одинарных сфер с резьбой норма) ШЕСТИГРАННИК 1.3мм



Код. 772CSF

- 1 КЛЮЧ-ШЕСТИГРАННИК (для одинарных сфер с резьбой микро) ШЕСТИУГОЛЬНИК 0.9мм

ОТ CAP

СЛЕПОЧНЫЕ ТРАНСФЕРЫ



Код. 044CAIN

- 2 СЛЕПОЧНЫХ ТРАНСФЕРА ОТ EQUATOR - ОТ CAP НОРМО Ø 2,5mm для оттиска непрямым методом с взаимозаменяемым колпачком



Код. 044CAI22

- 2 СЛЕПОЧНЫХ ТРАНСФЕРА ДЛЯ СФЕР Ø 2,2mm для оттиска непрямым методом с взаимозаменяемым колпачком



Код. 044CAIM

- 2 СЛЕПОЧНЫХ ТРАНСФЕРА ДЛЯ ОТ CAP МИКРО Ø 1,8mm для оттиска непрямым методом с взаимозаменяемым колпачком

АТТАЧМЕНТЫ ОТ CAP И ОТ VOX - ОТ STRATEGY - ОТ BAR ОТ VERTICAL - ОТ ТЕСНО – ТИТАНОВЫЕ ОДИНАРНЫЕ СФЕРЫ

ПОЛНЫЙ ПРОМО-НАБОР ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ



Код. 005SKLUS

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

ОТ CAP – СИСТЕМУ ОТ VOX

- 16 РАЗНЫХ ШТИФТОВ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ НОРМО/МИКРО
- 4 СФЕРЫ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ НОРМО/МИКРО
- 2 ТИТАНОВЫЕ ОДИНАРНЫЕ СФЕРЫ НОРМО/МИКРО + НАПРАВЛЯЮЩИЕ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ + ПРОЗРАЧНЫЕ КЛЮЧИ
- 4 БАЛКИ ОТ CAP ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ НОРМО/МИКРО
- 2 БАЛКИ ТЕСНО ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ НОРМО/МИКРО
- 4 БАЛКИ ОТ VOX CLASSIC ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ (ВЕРХНЯЯ + НИЖНЯЯ) НОРМО/МИКРО
- 2 БАЛКИ ОТ VOX SPECIAL ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ НОРМО/МИКРО

- 6 КОННЕКТОРОВ ОТ VOX ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 4 КОНТЕЙНЕРА ОТ VOX MONO ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ НОРМО/МИКРО
- 4 КОЛЬЦА-ПОЗИЦИОНЕРА НОРМО/МИКРО
- 16 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКОВ ОТ CAP НОРМО/МИКРО БЕЛЫЕ - СТАНДАРТНОЙ РЕТЕНЦИИ, РОЗОВЫЕ – МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ, ЖЕЛТЫЕ ЭКСТРА МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ, ЗЕЛЕННЫЕ ОЧЕНЬ ЭЛАСТИЧНОЙ РЕТЕНЦИИ
- 4 ТИТАН CAP ТИТАНОВЫХ КОЛПАЧКА НОРМО/МИКРО
- 4 ЧЕРНЫХ КОЛПАЧКА ТОЛЬКО ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОРМО/МИКРО
- 8 СТАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРА НОРМО/МИКРО
- 4 ШТИФТА/ТРАНСФЕРА ДЛЯ ГИПСОВЫХ МОДЕЛЕЙ НОРМО/МИКРО
- 4 АЛЮМИНИЕВЫХ ДИСТАНЦИАТОРА ДЛЯ ОТ CAP НОРМО/МИКРО
- 4 ЗАЩИТНЫХ ДИСКА

ОТ STRATEGY

- 4 ПАТРИЦЫ ОТ STRATEGY (2 СТАНДАРТНЫХ И 2 ДЛИННЫХ)
- 2 STEADY ОТ STRATEGY ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 6 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКОВ : 2 БЕЛЫХ стандартной ретенции - 2 РОЗОВЫХ мягкой ретенции - 2 ЖЕЛТЫХ экстра мягкой ретенции
- 2 ЧЕРНЫХ КОЛПАЧКА ОТ STRATEGY ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЛАБОРАТОРИИ
- 2 СТАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРА STRATEGY
- 2 ПЛАСТМАССОВЫХ КОЛЬЦА ПОЗИЦИОНЕРА STRATEGY
- 6 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКОВ для ТЕХНИКИ ДУБЛИРОВАНИЯ: 2 БЕЛЫХ стандартной ретенции - 2 РОЗОВЫХ мягкой ретенции - 2 ЖЕЛТЫХ экстра мягкой ретенции
- 2 ЧЕРНЫХ КОЛПАЧКА ОТ STRATEGY для ТЕХНИКИ ДУБЛИРОВАНИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЛАБОРАТОРИИ
- 2 ШТИФТА/ТРАНСФЕРА ДЛЯ ГИПСОВЫХ МОДЕЛЕЙ ОТ STRATEGY

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОТ BAR

- 2 БАЛКИ ОТ BAR MULTIUSE ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 1 ДЕСЕНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
- 2 ПОЗИЦИОННЫХ ЗАЖИМА А
- 2 ПОЗИЦИОННЫХ ЗАЖИМА В
- 4 КОНТЕЙНЕРА ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ ОТ BAR MULTIUSE
- 6 ЗАЖИМОВ ОТ BAR MULTIUSE РОЗОВЫЕ, МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ. ЖЕЛТЫЕ СРЕДНЕЙ РЕТЕНЦИИ И 2 КРАСНЫХ ОЧЕНЬ МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ

ОТ VERTICAL

- 2 ПАТРИЦЫ ОТ VERTICAL ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 2 STEADY ОТ VERTICAL ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 4 ЗАЖИМА ОТ VERTICAL 2 БЕЛЫХ - СТАНДАРТНОЙ РЕТЕНЦИИ 2 ЗЕЛЕННЫХ, МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ
- 2 КЛЮЧА ОТ VERTICAL ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 2 КЕРАМИЧЕСКИЕ БАЛКИ

- 1 ПИНЦЕТ
- 2 ИНСТРУМЕНТА РИМЕР для ПРОВЕРКИ РЕТЕНЦИИ КОЛПАЧКОВ НОРМО/МИКРО
- 1 ИНСТРУМЕНТ РИМЕР для ПРОВЕРКИ РЕТЕНЦИИ КОЛПАЧКОВ ОТ STRATEGY
- 2 КЛЮЧА к ПАРАЛЛЕЛОМЕТРУ НОРМО/МИКРО
- 1 КЛЮЧ к ПАРАЛЛЕЛОМЕТРУ для ОТ STRATEGY
- 2 КЛЮЧА ТЕСНО НОРМО/МИКРО
- 1 КЛЮЧ для ОТ BAR MULTIUSE
- 1 СИНИЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ" ИНСТРУМЕНТ (для установки колпачков в контейнерах и во рту)
- 1 ОТ CAP ИНСТРУМЕНТ для УСТАНОВКИ НОРМО/МИКРО
- 1 ОТ STRATEGY ИНСТРУМЕНТ для УСТАНОВКИ
- 1 ОТ BAR ИНСТРУМЕНТ для УСТАНОВКИ
- 1 ОТ VERTICAL ИНСТРУМЕНТ для УСТАНОВКИ

АТТАЧМЕНЫ ОТ CAP & ОТ BOX - ОТ STRATEGY - ОТ BAR ОТ VERTICAL - ОТ UNILATERAL - ОТ EQUATOR

ВВОДНАЯ УПАКОВКА ЛАБОРАТОРНАЯ «BASIC»



Код. 005SKLBUS

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

ОТ CAP - СИСТЕМУ ОТ BOX

- 16 ШТИФТОВ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ НОРМО/МИКРО
- 8 СФЕР ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ НОРМО/МИКРО
- 2 БАЛКИ ОТ CAP ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ НОРМО/МИКРО
- 2 БАЛКИ ОТ BOX ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ CLASSIC (верхняя и нижняя) НОРМО/МИКРО
- 2 БАЛКИ ОТ BOX SPECIAL ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ НОРМО/МИКРО
- 6 КОННЕКТОРОВ ОТ BOX ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 4 КОНТЕЙНЕРА ОТ BOX MONO ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ НОРМО/МИКРО
- 8 КОЛЕЦ-ПОЗИЦИОНЕРОВ НОРМО/МИКРО
- 13 КОЛПАЧКОВ ОТ CAP НОРМО/МИКРО РОЗОВЫЕ мягкая рет., ЖЕЛТЫЕ экстра мягкая рет.
- 13 ЧЕРНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ КОЛПАЧКОВ НОРМО/МИКРО
- 4 КОНТЕЙНЕРОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ НОРМО/ МИКРО

ОТ STRATEGY

- 4 ПАТРИЦЫ ОТ SRATEGY (2 стандартные, 2 удлиненные)
- 2 STEADY ОТ SRATEGY ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 2 КОЛПАЧКА ОТ SRATEGY ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ: РОЗОВЫЕ мягкая рет
- 2 КОНТЕЙНЕРА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ SRATEGY
- 2 КОЛЬЦА-ПОЗИЦИОНЕРА ИЗ ПЛАСТМАССЫ SRATEGY
- 3 КОЛПАЧКА ОТ STRATEGY для ТЕХНИКИ ДУБЛИРОВАНИЯ:
- 2 РОЗ.мягкой ретенции - 1 ЖЕЛ.экстра-мягкой ретенции
- 4 ЧЕРНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ КОЛПАЧКОВ (для контейнеров и для дублирующей техники)

ОТ EQUATOR

- 2 ПАТРИЦЫ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 2 КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ КОЛПАЧКОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- 4 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА (2 мягких, 2 стандартных)
- 2 ЧЕРНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ КОЛПАЧКОВ

ОТ UNILATERAL

- 1 АТТАЧМЕН ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ С КОМБИНИРОВАННЫМИ СФЕРАМИ
- 1 UNI-BOX ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 1 КОЛЬЦО-ПОЗИЦИОНЕР МИКРО
- 2 КОЛПАЧКА ОТ CAP МИКРО: 1 розовый, 1 черный лабораторный
- 2 КОЛПАЧКА ОТ SRATEGY (для дублирующей техники): 1 розовый, 1 черный лабораторный
- 1 КОННЕКТОР

ОТ BAR MULTIUSE

- 1 БАЛКА ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 1 ДЕСЕННОЕ СОЕДИНЕНИЕ
- 4 ЗАЖИМА ПОЗИЦИОНЕРА (A-B)
- 2 КОНТЕЙНЕРА ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 6 ЗАЖИМОВ- 2 РОЗОВЫХ мягких, 2 ЖЕЛТЫХ средних и 2 КРАСНЫХ очень мягких


ОТ VERTICAL

- 2 ПАТРИЦЫ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 2 STEADY
- 4 ЗАЖИМА - 2 БЕЛЫХ стандартных, 2 ЗЕЛЕННЫХ мягких
- 2 КЛЮЧА К ПАРАЛЛЕЛОМЕТРУ + ВИЛКА ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 2 БАЛКИ ИЗ КЕРАМИКИ

ИНСТРУМЕНТЫ

- 1 ПИНЦЕТ
- 2 КЛЮЧА К ПАРАЛЛЕЛОМЕТРУ ОТ CAP НОРМО/МИКРО
- 1 КЛЮЧ К ПАРАЛЛЕЛОМЕТРУ ОТ STRATEGY
- 1 КЛЮЧ К ПАРАЛЛЕЛОМЕТРУ ОТ BAR MULTIUSE
- 1 КЛЮЧ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИЗ СИНЕЙ ПЛАСТМАССЫ
- 1 ШТОК ДЛЯ УСТАНОВКИ ОТ CAP НОРМО - МИКРО
- 1 ШТОК ДЛЯ УСТАНОВКИ ОТ STRATEGY
- 1 ШТОК ДЛЯ УСТАНОВКИ ОТ BAR MULTIUSE
- 1 ШТОК ДЛЯ УСТАНОВКИ ОТ VERTICAL

АТТАЧМЕНЫ СИСТЕМЫ ОТ CAP



Код. 038STF
НОРМО

ОДИНАРНЫЕ СФЕРЫ FLEX НОРМО ИЗ ТИТАНА ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ПАЙКИ ИЛИ ПРИКЛЕИВАНИЯ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 ОДИНАРНЫЕ СФЕРЫ ИЗ ТИТАНА
- 2 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКА- МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ
- 1 ДЕРЖАТЕЛЬ СФЕРЫ
- 2 НАПРАВЛЯЮЩИХ БАЗЫ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ



Код. 038STN
НОРМО

ОДИНАРНЫЕ СФЕРЫ ИЗ ТИТАНА НОРМО ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ПАЙКИ ИЛИ ПРИКЛЕИВАНИЯ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 ОДИНАРНЫЕ СФЕРЫ ИЗ ТИТАНА
- 2 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКА- МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ
- 1 ДЕРЖАТЕЛЬ СФЕРЫ
- 2 НАПРАВЛЯЮЩИХ БАЗЫ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ



Код. 038STM
МИКРО

ОДИНАРНЫЕ СФЕРЫ ИЗ ТИТАНА МИКРО ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ПАЙКИ ИЛИ ПРИКЛЕИВАНИЯ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 ОДИНАРНЫЕ СФЕРЫ ИЗ ТИТАНА
- 2 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКА- МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ
- 1 ДЕРЖАТЕЛЬ СФЕРЫ
- 2 НАПРАВЛЯЮЩИХ БАЗЫ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ



Код. 092CAN

ОТ CAP НОРМО

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 4 ОДИНАРНЫЕ СФЕРЫ
- 4 РОЗОВЫХ РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА
- 4 СТАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРА
- 4 ПЛАСТМАССОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА



Код. 092CAM

ОТ CAP МИКРО

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 4 ОДИНАРНЫЕ СФЕРЫ
- 4 РОЗОВЫХ РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА
- 4 СТАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРА
- 4 ПЛАСТМАССОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА



Код. 196BCN

ОТ CAP НОРМО "ЭКОНОМНЫЙ"

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 ПРЯМАЯ БАЛКА ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 1 УГЛОВАЯ БАЛКА ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 4 БЕЛЫХ КОЛПАЧКА (стандартной ретенции)



Код. 197BCM

ОТ CAP МИКРО "ЭКОНОМНЫЙ"

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 ПРЯМАЯ БАЛКА ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 1 УГЛОВАЯ БАЛКА ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 4 БЕЛЫХ КОЛПАЧКА (стандартной ретенции)



Код. 099BSN

ОТ CAP & ОТ BOX Mono НОРМО для каркасов

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 БАЛКИ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ (1 ПРЯМАЯ - 1 УГЛОВАЯ)
- 4 РЕТЕНЦИОННЫХ БЕЛЫХ КОЛПАЧКА
- 4 ОТ BOX MONO ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 4 ПЛАСТМАССОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА



Код. 099BSM

ОТ CAP & ОТ BOX Mono МИКРО для каркасов

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 БАЛКИ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ (1 ПРЯМАЯ - 1 УГЛОВАЯ)
- 4 РЕТЕНЦИОННЫХ БЕЛЫХ КОЛПАЧКА
- 4 ОТ BOX MONO ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 4 ПЛАСТМАССОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА



Код. 058BSN

ОТ BOX SPECIAL НОРМО + КОННЕКТОРЫ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 БАЛКИ ОТ BOX SPECIAL
- 4 ПЛАСТМАССОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА
- 4 КОННЕКТОРА



Код. 058BSM

ОТ BOX SPECIAL МИКРО + КОННЕКТОРЫ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 БАЛКИ ОТ BOX SPECIAL
- 4 ПЛАСТМАССОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА
- 4 КОННЕКТОРА



Код. 153BCN

ОТ BOX CLASSIC НОРМО + КОННЕКТОРЫ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 ВЕРХНИХ БАЛКИ
- 2 НИЖНИХ БАЛКИ
- 4 ПЛАСТМАССОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА
- 4 КОННЕКТОРА



Код. 153BCM

ОТ BOX CLASSIC МИКРО + КОННЕКТОРЫ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 ВЕРХНИХ БАЛКИ
- 2 НИЖНИХ БАЛКИ
- 4 ПЛАСТМАССОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА
- 4 КОННЕКТОРА

OT BOX LARGE

КОНТЕЙНЕРЫ БОЛЬШЫХ РАЗМЕРОВ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОЛПАЧКОВ В ПОЛОСТИ РТА



Код. 253BLN

OT BOX LARGE НОРМО + КОННЕКТОРЫ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 БАЛКИ ОТ BOX LARGE
- 4 ПЛАСТМАССОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА
- 4 КОННЕКТОРА



Код. 253BLM

OT BOX LARGE МИКРО + КОННЕКТОРЫ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 БАЛКИ ОТ BOX LARGE
- 4 ПЛАСТМАССОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА
- 4 КОННЕКТОРА

АТТАЧМЕНЫ ОТ STRATEGY



Код. 098SSS

OT STRATEGY

КОЛПАЧКИ ДЛЯ ТЕХНИКИ ДУБЛИРОВАНИЯ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 4 ПАТРИЦЫ STRATEGY (2 СТАНДАРТНЫЕ - 2 ДЛИННЫЕ)
- 2 STEADY
- 4 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА ДЛЯ ТЕХНИКИ ДУБЛИРОВАНИЯ (2 МЯГКИХ, 2 СТАНДАРТНЫХ)



Код. 098CAL

OT STRATEGY

КОЛПАЧКИ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 4 ПАТРИЦЫ STRATEGY (2 СТАНДАРТНЫЕ - 2 ДЛИННЫЕ)
- 4 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ (2 МЯГКИХ, 2 СТАНДАРТНЫХ)
- 4 СТАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ
- 2 ПЛАСТМАССОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА
- 2 STEADY

АТТАЧМЕНЫ ОТ BAR MULTIUSE



Код. 021OBM

OT BAR MULTIUSE + КОННЕКТОРЫ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 БАЛКИ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 4 ЗАЖИМА ПОЗИЦИИ А
- 4 ЗАЖИМА ПОЗИЦИИ Б
- 4 КОНТЕЙНЕРА ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 4 РОЗОВЫХ РЕТЕНЦИОННЫХ ЗАЖИМА
- 4 ЖЕЛТЫХ РЕТЕНЦИОННЫХ ЗАЖИМА
- 4 КРАСНЫХ РЕТЕНЦИОННЫХ ЗАЖИМА
- 2 КОННЕКТОРА
- 1 ДЕСЕННОЕ СОЕДИНЕНИЕ

АТТАЧМЕНЫ ОТ VERTICAL



Код. 071OBV

OT VERTICAL

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 4 ПАТРИЦЫ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
- 2 STEADY
- 4 БЕЛЫХ РЕТЕНЦИОННЫХ ЗАЖИМА
- 2 ЗЕЛЕНЫХ РЕТЕНЦИОННЫХ ЗАЖИМА
- 4 КЕРАМИЧЕСКИЕ БАЛКИ
- 4 КЛЮЧА К ПАРАЛЛЕЛОМЕТРУ + СТЕРЖЕНЬ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ

АТТАЧМЕНЫ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ



Код. 011SPL

ШТИФТЫ S.P.L. - COPING COVER

ПРОМО-НАБОР ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:


- 24 ШТИФТА МИКРО ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ В АССОРТИМЕНТЕ
- 40 ШТИФТОВ НОРМО ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ В АССОРТИМЕНТЕ
- 12 ШТИФТОВ МИКРО ИЗ ТИТАНА В АССОРТИМЕНТЕ
- 12 ШТИФТОВ НОРМО ИЗ ТИТАНА В АССОРТИМЕНТЕ
- 16 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКОВ НОРМО (БЕЛЫЕ- СТАНДАРТНОЙ РЕТЕНЦИИ РОЗОВЫЕ - МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ)
- 16 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКОВ МИКРО (БЕЛЫЕ- СТАНДАРТНОЙ РЕТЕНЦИИ РОЗОВЫЕ - МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ)
- 20 ЗАЩИТНЫХ ДИСКОВ
- 2 РЕГУЛЯТОРА (1 НОРМО + 1 МИКРО)
- 1 СИНИЙ ПЛАСТИКОВЫЙ КЛЮЧ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ (Для стержня inox и колпачков во рту)
- 1 СТЕРЖЕНЬ КЛЮЧ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ОТ САР НОРМО/МИКРО
- 4 СТАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРА НОРМО
- 4 СТАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРА МИКРО
- 12 НАПРАВЛЯЮЩИХ КОЛЕЦ (0° СЕРЫЙ - ЗЕЛЕНый 7° - 14° КРАСНЫЙ)
- 1 ПИНЦЕТ

PIVOT FLEX С ПОКРЫТИЕМ TiN

ШТИФТ ИЗ ТИТАНА С ПОДВИЖНОЙ СФЕРОЙ НОРМО (Ø 2.5 mm)

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 ШТИФТ ИЗ ТИТАНА С ПОДВИЖНОЙ СФЕРОЙ
- 1 СТАЛЬНОЙ КОНТЕЙНЕР НОРМО
- 2 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКА НОРМО (мягкой ретенции)
- 1 ЗАЩИТНЫЙ ДИСК
- 3 НАПРАВЛЯЮЩИХ КОЛЬЦА



Код. 033PSF

Доступная длина:
Сфера Нормо Ø2,5
Сфера Микро Ø1,8



Код. 036PTN7

Код. 036PTN9

Код. 036PTN10

ШТИФТЫ ИЗ ТИТАНА Нормо

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 5 ШТИФТОВ ИЗ ТИТАНА Сфера 2,5mm

Код. 036PTM7

Код. 036PTM9

Код. 036PTM10

ШТИФТЫ ИЗ ТИТАНА Микро

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 5 ШТИФТОВ ИЗ ТИТАНА Сфера 1,8mm

СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА



Код. 034PRK

OT REVERSE 3 из ТИТАНА Микро С ПОКРЫТИЕМ TiN

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 КОРНЕВЫХ ШТИФТА ОТ REVERSE/3 ИЗ ТИТАНА + TiN
- 2 РЕТЕНЦИОННЫЕ ПАТРИЦЫ ИЗ ТИТАНА + НЕЙЛОН
- 2 ПЛАСТМАССОВЫХ РУЧНЫХ ИНСТРУМЕНТА
- 2 КОНТЕЙНЕРА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- 2 РОЗОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ДИСКА

ШТИФТЫ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ ДЛЯ СНЯТИЯ КАНАЛЬНЫХ ОТТИСКОВ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 20 ШТИФТОВ НОРМО ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ

ШТИФТЫ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ ДЛЯ СНЯТИЯ КАНАЛЬНЫХ ОТТИСКОВ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 20 ШТИФТОВ МИКРО ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ

Код. 010PSP

Код. 012PSM

Ø штифта под сферой:
мм 2,2 2 1,8 1,7 1,4



Доступная длина:
мм 14 - 12 - 10 - 9 - 7



Доступная длина:
мм 10 - 9 - 7

Код. A01MOG

ФРЕЗА MOOSER РАСТАЧИВАНИЕ ДЛЯ ШТИФТОВ ОТ САР mm 7 - 9 - 10

Код. A03MOB

ФРЕЗА MOOSER РАСТАЧИВАНИЕ ДЛЯ ШТИФТОВ ОТ САР mm 12 - 14

Код. 121FD

ФРЕЗА ОТ REVERSE 3 С ДИАМАНТОВЫМ НАКОНЕЧНИКОМ ДЛЯ КОРНЕЙ

ИМПЛАНТОГИЯ ТИТАНОВЫЕ АТТАЧМЕНЫ ДЛЯ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

СИСТЕМЫ SPHERO FLEX - BLOCK



SPHERO FLEX с покрытием TiN

Код. 109

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 ТИТАНОВЫЙ МОНКОН (АБАТМЕНТ) С ПОДВИЖНОЙ САМОПАРАЛЛЕЛИЗИРУЮЩЕЙСЯ СФЕРОЙ (СФЕРА Ø 2,5мм)
- 3 КОЛПАЧКА (желтый - розовый - прозрачный)
- 1 ФИОЛЕТОВЫЙ ТИТАНОВЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КОЛПАЧКА
- 1 ЗАЩИТНЫЙ ДИСК
- 3 НАПРАВЛЯЮЩИХ КОЛЬЦА



SPHERO BLOCK НОРМО с покрытием TiN

Код. 002

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 ТИТАНОВЫЙ МОНКОН (АБАТМЕНТ) (СФЕРА Ø мм.2,5)
- 3 КОЛПАЧКА (желтый - розовый - прозрачный)
- 1 ФИОЛЕТОВЫЙ ТИТАНОВЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КОЛПАЧКА
- 1 ЗАЩИТНЫЙ ДИСК
- 3 НАПРАВЛЯЮЩИХ КОЛЬЦА




SPHERO BLOCK МИКРО с покрытием TiN

Код. 003

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 ТИТАНОВЫЙ МОНКОН (АБАТМЕНТ) (СФЕРА Ø мм.1,8)
- 3 КОЛПАЧКА (желтый - розовый - прозрачный)
- 1 ФИОЛЕТОВЫЙ ТИТАНОВЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КОЛПАЧКА
- 1 ЗАЩИТНЫЙ ДИСК
- 3 НАПРАВЛЯЮЩИХ КОЛЬЦА

АТТАЧМЕНЫ SPHERO FLEX, SPHERO BLOCK И ОТ REVERSE 3 ИМЕЮТСЯ В НАЛИЧИИ ДЛЯ ВСЕХ ИЗВЕСТНЫХ МАРОК ИМПЛАНТОВ. ПО ЗАКАЗУ ОНИ МОГУТ БЫТЬ ПРОИЗВЕДЕНЫ ДЛЯ ЛЮБОГО ВИДА ИМПЛАНТАТА. ПРИ ЗАКАЗЕ, ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ: МАРКУ ИМПЛАНТАТА, ДИАМЕТР ИМПЛАНТАТА, ВЫСОТУ ДЕСНЕВОГО БОРТИКА: ИМЕЮЩЕГОСЯ В НАЛИЧИИ ДО 7mm.



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ SPHERO FLEX - BLOCK



Код. 771CEF

КЛЮЧ ДЛЯ SPHERO FLEX SPHERO BLOCK

(Нормо и Микро) ШЕСТИУГОЛЬНИК 2,3mm



Код. 760CBM

КОННЕКТОР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКОГО КЛЮЧА

ШЕСТИУГОЛЬНИК 1,3mm



Код. 760CRD

ДИНАМОМЕТРИЧЕСКАЯ ТРЕЩОТКА

Для крепления Sphero block - flex и От Equator 15/35Ncm
Макс. 50Ncm вращение, советуется 25Ncm.

СИСТЕМА "ПРОТИВ ВЫВИНЧИВАНИЯ" НА ОСНОВЕ ЭЛАСТИЧНОЙ ШПИЛЬКИ

ДЛЯ РАБОТЫ С АТТАЧМЕНАМИ SPHERO FLEX, SPHERO BLOCK. ОТ REVERSE и с различными винтами
ЭЛАСТИЧНАЯ «АНТИОТВИНЧИВАЕМАЯ» ШПИЛЬКА, МОЖЕТ БЫТЬ ПРИКРЕПЛЕНА ПО ЗАПРОСУ (ТОЛЬКО ФИРМОЙ RHEIN83)
На винтах – аттачменах Sphero Flex -Sphero Block и ОТ Reverse с резьбой не меньше 1,8мм

Код. TE

Надбавка для
установление шпильки



ЭЛАСТИЧНАЯ ШПИЛЬКА



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ SPHERO FLEX - BLOCK



Код. 100AD

НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОЛЬЦА ДЛЯ SPHERO FLEX - BLOCK

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 3 НАПРАВЛЯЮЩИХ КОЛЬЦА С НАКЛОНОМ 0° - 7° - 14°



Код. 044ABN

АНАЛОГ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ SPHERO FLEX - BLOCK НОРМО

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 АНАЛОГ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ SPHERO FLEX - BLOCK
- 1 КОЛПАЧОК НОРМО ЧЕРНЫЙ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ
- 3 НАПРАВЛЯЮЩИХ КОЛЬЦА С НАКЛОНОМ 0° - 7° - 14°



Код. 044ABM

АНАЛОГ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ SPHERO FLEX - BLOCK МИКРО

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 АНАЛОГ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ SPHERO FLEX - BLOCK
- 1 КОЛПАЧОК МИКРО ЧЕРНЫЙ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ
- 3 НАПРАВЛЯЮЩИХ КОЛЬЦА С НАКЛОНОМ 0° - 7° - 14°

ИЗМЕРИТЕЛЬ ДЕСНЕВОГО КРАЯ


ИНСТРУМЕНТ С ГРАДУАЦИЕЙ ЦВЕТА ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ВЫСОТЫ ДЕСНЕВОГО КРАЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ТИТАНОВОГО АБАТМЕНА



Код. 008MBG

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 ИЗМЕРИТЕЛЬ Д.К. С БЕГУНКОМ
- 1 ИЗМЕРИТЕЛЬ Д.К. С ФИКСИРОВАННЫМ ШТОКОМ
- 1 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ СИЛИКОНОВЫХ КОЛЕЦ
- 20 СИЛИКОНОВЫХ КОЛЕЦ



OT LOCK СТОПОРЫ СО ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫМИ МЕХАНИЗМАМИ



НАБОР OT LOCK СТОПОР ИЗ ТИТАНА

Код. 880CLT

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 КОМПЛЕКТНЫЙ СТОПОР
- 1 ПОЗИЦИОНЕР ИЗ ЛАТУНИ
- 1 КЕРАМИЧЕСКИЙ ШТИФТ



НАБОР OT LOCK СТОПОР РЕГУЛИРУЕМЫЙ ИЗ ТИТАНА

Код. 880CLR

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 КОМПЛЕКТНЫЙ СТОПОР
- 1 ПОЗИЦИОНЕР ИЗ ЛАТУНИ УДЛИНЕННЫЙ
- 1 КЕРАМИЧЕСКИЙ ШТИФТ
- 9 КОЛЕЦ-РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ

АКСЕССУАРЫ OT LOCK



Код. 882CG

- 1 НАПРАВЛЯЮЩИЙ КОНУС



Код. 882CAS

- 1 КЛЮЧ ОТКРЫВАЮЩИЙ НАЖИМНОЙ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ СИСТЕМЫ ОТ CAP НОРМО Ø2.5mm



Код. 055SCN

• 4 СФЕРЫ НОРМО ОДИНАРНЫЕ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ

Код. 151BAN

• 2 УГЛОВЫЕ БАЛКИ НОРМО ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ

Код. 150BPN

• 2 ПРЯМЫЕ БАЛКИ НОРМО ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ



Код. 192ACN

НАБОР КОЛПАЧКОВ В АССОРТИМЕНТЕ ОТ CAP НОРМО

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 ТИТАНОВЫЙ АНОДИРОВАННЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КОЛПАЧКОВ, ФИОЛЕТОВЫЙ
- 1 ЧЕРНЫЙ КОЛПАЧОК ДЛЯ ОБРАБОТКИ
- 4 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА (1 ЗЕЛЕНЫЙ, 1 ЖЕЛТЫЙ, 1 РОЗОВЫЙ, 1 БЕЛЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ)
- 1 ЗАЩИТНЫЙ ДИСК

Код. 048CAN

• 6 КОЛПАЧКОВ НОРМО ЭКСТРАЛАБИЛЬНЫХ СЕРЕБРЯННЫХ (ЭЛАСТИЧНЫЕ - РЕЗИНОВЫЕ) - 350G

Код. 048CON

• 6 КОЛПАЧКОВ НОРМО ЭКСТРАЛАБИЛЬНЫХ ЗОЛОТЫХ (СЛЕГКА ЭЛАСТИЧНЫЕ) - 500G

Код. 049PCN

• 6 ЗЕЛЁНЫХ КОЛПАЧКОВ НОРМО (ОЧЕНЬ ЭЛАСТИЧНАЯ РЕТЕНЦИЯ) - 350G

Код. 060CRN AY

• 6 ЖЕЛТЫХ КОЛПАЧКОВ НОРМО (ОЧЕНЬ МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ) - 500G

Код. 040CRN SN

• 6 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКОВ НОРМО (МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ) - 900G

Код. 040CRN

• 6 БЕЛЫХ ПРОЗРАЧНЫХ КОЛПАЧКОВ НОРМО (СТАНДАРТНАЯ РЕТЕНЦИЯ) - 1300G

Код. 040TCN

• 2 КОЛПАЧКА ТИТАН CAP НОРМО

Код. 043CLN

• 6 ЧЕРНЫХ КОЛПАЧКОВ НОРМО (только для лаборатории)



Код. 049PCNDR8

• 6 ОРАНЖЕВЫХ КОЛПАЧКОВ НОРМО (ОЧЕНЬ ЭЛАСТИЧНАЯ РЕТЕНЦИЯ) (УМЕНЬШЕННОЕ ВНУТРЕННЕЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ СФЕР Ø2.25MM) - 350g



Код. 060CRNAYDR8

• 6 ЖЕЛТЫХ КОЛПАЧКОВ НОРМО (ОЧЕНЬ МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ) (УМЕНЬШЕННОЕ ВНУТРЕННЕЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ СФЕР Ø2.25MM) - 500g



Код. 040CRNSNDR8

• 6 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКОВ НОРМО (МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ) (УМЕНЬШЕННОЕ ВНУТРЕННЕЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ СФЕР Ø2.25MM) - 900g



Код. 040CRNDR8

• 6 СВЕТЛО-ЗЕЛЁНЫХ КОЛПАЧКОВ НОРМО (СИЛЬНАЯ РЕТЕНЦИЯ) (УМЕНЬШЕННОЕ ВНУТРЕННЕЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ СФЕР Ø2.25MM) - 1300g



Код. 042AMN

• 2 ОТ ВОХ MONO НОРМО (КОНТЕЙНЕРЫ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ ДЛЯ КОЛПАЧКОВ)



Код. 041CAN

• 2 КОНТЕЙНЕРА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ НОРМО



Код. 041CTN

• 2 ТИТАНОВЫХ АНОДИРОВАННЫХ КОНТЕЙНЕРОВ НОРМО ДЛЯ КОЛПАЧКОВ, ФИОЛЕТОВЫХ



Код. 101PPN

• 2 ПЛАСТМАССОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА НОРМО



Код. 044PPN

• 2 ШТИФТА АНАЛОГА НОРМО



Код. 100SAN

• 10 ДИСТАНЦИОНЕРОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ ДЛЯ БАЛОК ОТ CAP НОРМО

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ СИСТЕМЫ ОТ САР МИКРО Ø 1,8 мм



Код. 055SCM

• 4 СФЕРЫ МИКРО ОДИНАРНЫЕ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ

Код. 151BAM

• 2 УГЛОВЫЕ БАЛКИ МИКРО ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ

Код. 150BPM

• 2 ПРЯМЫЕ БАЛКИ МИКРО ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ



Код. 192АСМ

НАБОР КОЛПАЧКОВ В АССОРТИМЕНТЕ ОТ САР МИКРО

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 ТИТАНОВЫЙ АНОДИРОВАННЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КОЛПАЧКОВ, ФИОЛЕТОВЫЙ
- 1 ЧЕРНЫЙ КОЛПАЧОК ДЛЯ ОБРАБОТКИ
- 4 РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКА (1 ЗЕЛЕНЫЙ, 1 ЖЕЛТЫЙ, 1 РОЗОВЫЙ, 1 БЕЛЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ)
- 1 ЗАЩИТНЫЙ ДИСК



Код. 048СAM

• 6 КОЛПАЧКОВ МИКРО ЭКСТРАЛАБИЛЬНЫХ СЕРЕБРЯННЫХ (ЭЛАСТИЧНЫЕ - РЕЗИНОВЫЕ) - 200G

Код. 048СOM

• 6 КОЛПАЧКОВ МИКРО ЭКСТРАЛАБИЛЬНЫХ ЗОЛОТЫХ (СЛЕГКА ЭЛАСТИЧНЫЕ) - 450G

Код. 049PCM

• 6 ЗЕЛЁНЫХ КОЛПАЧКОВ МИКРО (ОЧЕНЬ ЭЛАСТИЧНАЯ РЕТЕНЦИЯ) - 200G

Код. 060CRM AY

• 6 ЖЕЛТЫХ КОЛПАЧКОВ МИКРО (ОЧЕНЬ МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ) - 450G

Код. 040CRM SN

• 6 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКОВ МИКРО (МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ) - 800G

Код. 040CRM

• 6 БЕЛЫХ ПРОЗРАЧНЫХ КОЛПАЧКОВ МИКРО (СТАНДАРТНАЯ РЕТЕНЦИЯ) - 1100G

Код. 040ТСМ

• 2 КОЛПАЧКА ТИТАН САР МИКРО

Код. 043СLМ

• 6 ЧЕРНЫХ КОЛПАЧКОВ МИКРО (только для лаборатории)



Код. 049PCMDR8

• 6 ОРАНЖЕВЫХ КОЛПАЧКОВ МИКРО (ОЧЕНЬ ЭЛАСТИЧНАЯ РЕТЕНЦИЯ) (УМЕНЬШЕННОЕ ВНУТРЕННЕЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ СФЕР Ø 1.6MM) - 200g

Код. 040CRMDR8

• 6 СВЕТЛО-ЗЕЛЁНЫХ КОЛПАЧКОВ МИКРО (СИЛЬНАЯ РЕТЕНЦИЯ) (УМЕНЬШЕННОЕ ВНУТРЕННЕЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ СФЕР Ø 1.6MM) - 1100g



Код. 042АММ

• 2 ОТ ВОХ МОНО МИКРО (КОНТЕЙНЕРЫ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ ДЛЯ КОЛПАЧКОВ)

Код. 041СAM

• 2 КОНТЕЙНЕРА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ МИКРО

Код. 041СТМ

• 2 ТИТАНОВЫХ АНОДИРОВАННЫХ КОНТЕЙНЕРОВ МИКРО ДЛЯ КОЛПАЧКОВ, ФИОЛЕТОВЫХ

Код. 101PPM

• 2 ПЛАСТМАССОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА МИКРО

Код. 044PPM

• 2 ШТИФТА АНАЛОГА МИКРО

Код. 100SAM

• 10 ДИСТАНЦИОНЕРОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ (ДЛЯ БАЛОК ОТ САР МИКРО)

ИНСТРУМЕНТЫ НОРМО-МИКРО

Код. 485IC

• 1 КЛЮЧ ДЛЯ УСТАНОВКИ/ЭКСТРАКЦИИ КОЛПАЧКОВ ОТ EQUATOR - ОТ САР НОРМО-МИКРО (В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНТЕЙНЕРАХ И ВО РТУ У ПАЦИЕНТА)

Код. 74AC01

• 1 КЛЮЧ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛОМЕТРА НОРМО/EQUATOR

Код. 74AC02

• 1 КЛЮЧ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛОМЕТРА МИКРО





Код. 74AC03

• 1 КЛЮЧ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛОМЕТРА ТЕСНО НОРМО/МИКРО (ТОЛЬКО ДЛЯ ОТ САР ТЕСНО)

Код. 491EC

• 1 МНОГОЦЕЛЕВОЙ ЭКСТРАКТОР РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКОВ (С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ШТОКОВ)

ИНСТРУМЕНТЫ НОРМО-МИКРО продолжение

	Код. 080RCN	• 1 РИМЕР ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ РЕТЕНЦИИ КОЛПАЧКОВ НОРМО
	Код. 080RCM	• 1 РИМЕР ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ РЕТЕНЦИИ КОЛПАЧКОВ МИКРО
	Код. 082ATN	• 1 ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ РЕТЕНЦИИ КОЛПАЧКОВ НОРМО
	Код. 083ATM	• 1 ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ РЕТЕНЦИИ КОЛПАЧКОВ МИКРО

АКСЕССУАРЫ НОРМО-МИКРО И Ø 2.2mm



Код. 155CC • 6 КОННЕКТОРОВ



Код. 187CRS • 2 ПОЛЫЕ СФЕРЫ, имеются в наличии следующие диаметры: мм 1,8 - 2,2 - 2,5



Код. 187CRE • 2 ПОЛЫХ ОТ EQUATOR



Код. 189SRS • 2 СФЕРЫ ЦЕЛЬНЫЕ, имеются в наличии следующие диаметра: 1,8мм



Код. 100PD • 10 ПРОЗРАЧНЫХ ЗАЩИТНЫХ ДИСКОВ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 1.6mm



Код. 100PDR • 10 РОЗОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ДИСКОВ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 2.9mm



Код. 038GCS • 2 НАПРАВЛЯЮЩИХ БАЗЫ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ



Код. 044PP22 • 2 ШТИФТА АНАЛОГА СФЕРЫ Ø 2,2 mm

ПОЛНЫЙ НАБОР АССОРТИМЕНТ РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКОВ

НОРМО

Код. 074KAN

МИКРО

Код. 074КАМ

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 8 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКОВ - МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ
- 8 ПРОЗРАЧНЫХ КОЛПАЧКОВ - СТАНДАРТНАЯ РЕТЕНЦИЯ
- 6 ЖЕЛТЫХ КОЛПАЧКОВ - ОЧЕНЬ МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ
- 6 ПРОЗРАЧНО-ЗЕЛЕННЫХ КОЛПАЧКОВ - ОЧЕНЬ ЭЛАСТИЧНАЯ РЕТЕНЦИЯ
- 6 ЗОЛОТЫХ КОЛПАЧКОВ - ОЧЕНЬ ЛАБИЛЬНЫЕ
- 6 КОЛПАЧКОВ СЕРЕБРЯНЫЕ - ОЧЕНЬ ЛАБИЛЬНЫЕ
- 4 КОЛПАЧКА СВЕТЛО-ЗЕЛЕННЫХ - СТАНДАРТНАЯ РЕТЕНЦИЯ/УМЕНШЕННОЕ ВНУТРЕННЕЕ ОТВЕРСТИЕ
- 4 КОЛПАЧКА ОРАНЖЕВЫЕ ОЧЕНЬ ЭЛАСТИЧНАЯ РЕТЕНЦИЯ/УМЕНШЕННОЕ ВНУТРЕННЕЕ ОТВЕРСТИЕ
- 4 ЧЕРНЫХ КОЛПАЧКА - ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ
- 2 ТИТАНОВЫХ КОЛПАЧКА TITAN CAP

НАБОР АССОРТИМЕНТ НОРМО-МИКРО

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 4+4 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКОВ - МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ
- 4+4 ПРОЗРАЧНЫХ КОЛПАЧКОВ - СТАНДАРТНАЯ РЕТЕНЦИЯ
- 2+2 ЖЕЛТЫХ КОЛПАЧКОВ - ОЧЕНЬ МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ
- 3+3 ПРОЗРАЧНО-ЗЕЛЕННЫХ КОЛПАЧКОВ - ОЧЕНЬ ЭЛАСТИЧНАЯ РЕТЕНЦИЯ
- 3+3 ЗОЛОТЫХ КОЛПАЧКОВ - ОЧЕНЬ ЛАБИЛЬНЫЕ
- 3+3 КОЛПАЧКОВ СЕРЕБРЯНЫХ - ОЧЕНЬ ЛАБИЛЬНЫЕ
- 2+2 КОЛПАЧКА СВЕТЛО-ЗЕЛЕННЫХ - СТАНДАРТНАЯ РЕТЕНЦИЯ/УМЕНШЕННОЕ ВНУТРЕННЕЕ ОТВЕРСТИЕ
- 2+2 КОЛПАЧКА ОРАНЖЕВЫЕ ОЧЕНЬ ЭЛАСТИЧНАЯ РЕТЕНЦИЯ/УМЕНШЕННОЕ ВНУТРЕННЕЕ ОТВЕРСТИЕ
- 2+2 ЧЕРНЫХ КОЛПАЧКА - ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ
- 1+1 ТИТАНОВЫХ КОЛПАЧКА TITAN CAP

НОРМО

Код. 064АСН

АССОРТИМЕНТ КОЛПАЧКОВ ОТ CAP

КОМПЛЕКТ НОРМО

- 6 ЗЕЛЕННЫХ КОЛПАЧКОВ - ОЧЕНЬ ЭЛАСТИЧНАЯ РЕТЕНЦИЯ
- 6 ЖЕЛТЫХ КОЛПАЧКОВ - ОЧЕНЬ МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ
- 6 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКОВ - МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ
- 6 БЕЛЫХ КОЛПАЧКОВ - СТАНДАРТНАЯ РЕТЕНЦИЯ

МИКРО

Код. 064АСМ

АССОРТИМЕНТ КОЛПАЧКОВ ОТ CAP

КОМПЛЕКТ МИКРО

- 6 ЗЕЛЕННЫХ КОЛПАЧКОВ - ОЧЕНЬ ЭЛАСТИЧНАЯ РЕТЕНЦИЯ
- 6 ЖЕЛТЫХ КОЛПАЧКОВ - ОЧЕНЬ МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ
- 6 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКОВ - МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ
- 6 БЕЛЫХ КОЛПАЧКОВ - СТАНДАРТНАЯ РЕТЕНЦИЯ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ОТ STRATEGY



Код. 154PCS

• 4 СТАНДАРТНЫЕ ПАТРИЦЫ STRATEGY ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ



Код. 054PLS

• 4 ДЛИННЫЕ ПАТРИЦЫ STRATEGY ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ



Код. 154STY

• 2 STEADY ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ



Код. 047CSD AY

• 4 КОЛПАЧКА STRATEGY "ДЛЯ ТЕХНИКИ ДУБЛИРОВАНИЯ" ЖЁЛТЫЕ (ОЧЕНЬ МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ)- 500g



Код. 047CSD SN

• 4 КОЛПАЧКА STRATEGY "ДЛЯ ТЕХНИКИ ДУБЛИРОВАНИЯ" РОЗОВЫЕ (МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ)- 900g



Код. 047CSD

• 4 КОЛПАЧКА STRATEGY "ДЛЯ ТЕХНИКИ ДУБЛИРОВАНИЯ" БЕЛЫЕ (СТАНДАРТНАЯ РЕТЕНЦИЯ) - 1300g



Код. 047CLS

• 4 КОЛПАЧКА ЧЕРНЫХ STRATEGY "ДЛЯ ТЕХНИКИ ДУБЛИРОВАНИЯ" **(ТОЛЬКО ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ)**



Код. 047CSDDR8

• 4 КОЛПАЧКА STRATEGY СВЕТЛО-ЗЕЛЁНЫХ "ДЛЯ ТЕХНИКИ ДУБЛИРОВАНИЯ" **(ВНУТРЕННЕЕ ОТВЕРСТИЕ УМЕНЬШЕННОГО РАЗМЕРА ДЛЯ УМЕНЬШЕННЫХ СФЕР МИКРО)**



Код. 045CSM AY

• 4 ЖЁЛТЫХ КОЛПАЧКА STRATEGY ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ (ОЧЕНЬ МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ)- 500g (ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО СО СТАЛЬНЫМ КОНТЕЙНЕРОМ)



Код. 045CSM SN

• 4 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКА STRATEGY ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ (МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ)- 900g (ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО СО СТАЛЬНЫМ КОНТЕЙНЕРОМ)



Код. 045CSM

• 4 БЕЛЫХ КОЛПАЧКА STRATEGY ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ -1300g (СТАНДАРТНАЯ РЕТЕНЦИЯ) (ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО СО СТАЛЬНЫМ КОНТЕЙНЕРОМ)



Код. 045CLS

• 4 КОЛПАЧКА ЧЕРНЫХ STRATEGY ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ **(ТОЛЬКО ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ)**



Код. 045CSMDR8

• 4 КОЛПАЧКА STRATEGY СВЕТЛО-ЗЕЛЁНЫХ "ДЛЯ ТЕХНИКИ ДУБЛИРОВАНИЯ" **(ВНУТРЕННЕЕ ОТВЕРСТИЕ УМЕНЬШЕННОГО РАЗМЕРА ДЛЯ УМЕНЬШЕННЫХ СФЕР МИКРО)**



Код. 046CSM

• 2 СТАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРА STRATEGY



Код. 101OTS

• 2 ПЛАСТМАССОВЫХ ПОЗИЦИОНЕРА STRATEGY (ДЛЯ ПАЙКИ С СТАЛЬНЫМ КОНТЕЙНЕРОМ)



КОЛПАЧКИ ОТ STRATEGY В АССОРТИМЕНТЕ "для техники дублирования"

Код. 047ACS

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 4 ЖЕЛТЫХ КОЛПАЧКОВ – ОЧЕНЬ МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ
- 4 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКОВ - МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ
- 4 БЕЛЫХ КОЛПАЧКОВ - СТАНДАРТНАЯ РЕТЕНЦИЯ



КОЛПАЧКИ ОТ STRATEGY В АССОРТИМЕНТЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ

Код. 045ACS

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 4 ЖЕЛТЫХ КОЛПАЧКОВ – ОЧЕНЬ МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ
- 4 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКОВ - МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ
- 4 БЕЛЫХ КОЛПАЧКОВ - СТАНДАРТНАЯ РЕТЕНЦИЯ

Код. 044PPS

• 2 ШТИФТА АНАЛОГА STRATEGY

Код. 486ICS

• 1 КЛЮЧ ДЛЯ УСТАНОВКИ/ЭКСТРАКЦИИ КОЛПАЧКОВ STRATEGY

Код. 75AC04

• 1 КЛЮЧ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛОМЕТРА STRATEGY

Код. 081RCS


• 1 КЛЮЧ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ УДЕРЖАНИЯ КОЛПАЧКОВ STRATEGY

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ОТ BAR MULTIUSE



Код. 0220BV	• 2 БАЛКИ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ ОТ BAR MULTIUSE
Код. 025CPB	• 4 КОНТЕЙНЕРА ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ ДЛЯ ОТ BAR MULTIUSE
Код. 023CPA	• 4 ЗАЖИМА В ПОЗИЦИИ А ДЛЯ ОТ BAR MULTIUSE
Код. 024CPB	• 4 ЗАЖИМА В ПОЗИЦИИ В ДЛЯ ОТ BAR MULTIUSE
Код. 027CRG	• 4 ЖЕЛТЫХ ЗАЖИМА ДЛЯ ОТ BAR MULTIUSE СРЕДНЯЯ РЕТЕНЦИЯ 1,8Kg
Код. 026CRR	• 4 РОЗОВЫХ ЗАЖИМА ДЛЯ ОТ BAR MULTIUSE МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ 1,2Kg
Код. 027CRS	• 4 КРАСНЫХ ЗАЖИМА ЭКСТРА МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ 0,6Kg
Код. 022RGO	• 2 КОННЕКТОРА ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
Код. 429IOBM	• 1 КЛЮЧ ДЛЯ УСТАНОВКИ/ЭККСТРАКЦИИ ЗАЖИМОВ ОТ BAR MULTIUSE
Код. 028OCP	• 1 КЛЮЧ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛОМЕТРА ДЛЯ ОТ BAR MULTIUSE

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ: ОТ VERTICAL



Код. 072MCV	• 2 ПАТРИЦЫ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ • 2 РАЗЪЕМНЫХ КЛЮЧА
Код. 072SCV	• 2 STEADY ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ ДЛЯ ОТ VERTICAL
Код. 072BCV	• 2 БАЛКИ ИЗ КЕРАМИКИ
Код. 072CBV	• 4 БЕЛЫХ ЗАЖИМА СТАНДАРТНАЯ РЕТЕНЦИЯ
Код. 072CVV	• 4 ЗЕЛЁНЫХ ЗАЖИМА МЯГКАЯ РЕТЕНЦИЯ
Код. 472ICV	• 1 КЛЮЧ ДЛЯ УСТАНОВКИ/ЭККСТРАКЦИИ ЗАЖИМОВ ОТ VERTICAL

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ: ОТ REVERSE 3 MULTISERVER



Код. 120MR2	• 2 РЕТЕНЦИОННЫЕ ПАТРИЦЫ ИЗ ТИТАНА+НЕЙЛОН (СТАНДАРТНАЯ РЕТЕНЦИЯ)
Код. 041CAM	• 2 СТАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРА МИКРО
Код. 121AOR	• 2 АНАЛОГА ИЗ ЛАТУНИ ДЛЯ КОРНЕЙ
Код. 121AAR	• 2 СТАЛЬНЫХ АНАЛОГА ДЛЯ ИМПЛАНТАТОВ
Код. 121MT	• 2 МОНКОНА ТРАНСФЕРА ИЗ ПЛАСТМАССЫ



Код. 121AM

• 2 РУЧНЫХ ИНСТРУМЕНТА



Код. 121PR

• 2 ДУБЛИРУЕМЫХ ПОЗИЦИОНЕРА



Код. 124IMR

• 1 МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КЛЮЧ ДЛЯ ВСТАВКИ ПАТРИЦЫ ОТ REVERSE 3



Код. 72CBR

• 1 КЛЮЧ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛОМЕТРА ИЗ СТАЛИ ОТ REVERSE 3
(для балки из беззольной пластмассы)



Код. 72CFR

• 1 КЛЮЧ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛОМЕТРА ИЗ ЛАТУНИ ОТ REVERSE 3
(для титановых матриц)

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ: ОТ LOCK



Код. 882CS

• 1 ВЫДВИГАЮЩИЙСЯ КЛЮЧ
(для титановой задвижки)



Код. 882AF

• 1 ГИБКОЕ КОЛЬЦО



Код. 882CB

• 1 БЛОКИРУЮЩИЙ КЛЮЧ



Код. 882CPT

• 1 ГОТОВЫЙ КОНТЕЙНЕР ИЗ ТИТАНА
(для титановой задвижки - регулируемой титановой задвижки)



Код. 882PPC

• 1 ШТИФТ ИЗ КЕРАМИКИ



Код. 882CLSCT

• 1 ДЛИННЫЙ ВЫДВИГАЮЩИЙСЯ КЛЮЧ
(только для регулируемой титановой задвижки)



Код. 882DCC

• 9 ДИСТАНЦИОННЫХ КОЛЕЦ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
(только для регулируемой титановой задвижки)

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СФЕР



ИМЕЮТСЯ В НАЛИЧИИ:
1,8 - 2,2 - 2,5

Код. 087CRS

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПОЛАЯ СФЕРА

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 ПОЛЫЕ СФЕРЫ ИЗ ТИТАНА - С TiN ПОКРЫТИЕМ
- 2 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКА МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ
- 1 ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВВОДА ПРОЗРАЧНЫЙ
- 1 КАЛИБРИРУЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ И ДЕРЖАТЕЛЬ



Код. 087CRE

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПОЛЫЕ ОТ EQUATOR

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 ПОЛЫЕ ОТ EQUATOR ИЗ ТИТАНА - С TiN ПОКРЫТИЕМ
- 2 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКА (МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ)
- 1 ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВВОДА ПРОЗРАЧНЫЙ
- 1 КАЛИБРИРУЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ И ДЕРЖАТЕЛЬ



Код. 089SRS

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬНАЯ СФЕРА

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 2 ЦЕЛЬНЫЕ СФЕРЫ 1.8mm ИЗ ТИТАНА - С TiN ПОКРЫТИЕМ
- 2 РОЗОВЫХ КОЛПАЧКА (МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ)
- 2 ЗАЩИТНЫХ ДИСКА
- 1 КЛЮЧ

КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПРОТЕЗОВ

КОМБИНИРУЯ РАЗЛИЧНЫЕ ДЕТАЛИ, ПОЛУЧАЕМ 6 РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАТОВ ПО РАЗМЕРУ



Код. 0P6

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 6 КОНТЕЙНЕРОВ В АССОРТИМЕНТЕ ЦВЕТА: СИНИЙ, ГОЛУБОЙ, БЕЛЫЙ



ПО ЗАПРОСУ С ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫМ ЛОГОТИПОМ (ДЛЯ БОЛЬШ.КОЛИЧЕСТВА)



Код. 100AS

- 30 СИЛИКОНОВЫХ КОЛЕЦ

МИНИ ПАРАЛЛЕЛОМЕТР



Код. 00PB

- 1 МИНИ ПАРАЛЛЕЛОМЕТР НАКЛОНЯЮЩИЯСЯ БАЗА (ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ, КУРСОВ И ТД.)

ОТ СЕМ

КОМПОЗИТНЫЙ ЦЕМЕНТ



Код. 0С

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ШПРИЦ 5 МЛ
- 10 НАКОНЕЧНИКОВ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАМЕШИВАНИЯ

BROKEN SCREW EXTRACTOR KIT

для извлечения обломившихся винтов из имплантата

BROKEN SCREW EXTRACTOR KIT» ДОСТУПЕН ДЛЯ МНОГИХ МАРОК ИМПЛАНТАТОВ. ПО ЗАПРОСУ, МОЖНО ПЕРСОНАЛИЗИРОВАТЬ НАБОР ПОД ВСЕ БРЕНДЫ НА РЫНКЕ, КОТОРЫЕ НЕ ИМЕЮТСЯ В НАЛИЧИИ.



Код. 680

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:

- 1 ФРЕЗА С ЗАЦЕПЛЯЮЩЕЙ КРОМКОЙ
- 1 ФРЕЗА СПЕЦИАЛЬНАЯ
- 1 ЦЕНТРАТОР РУЧНОЙ
- 1 КЛЮЧ ЭКСТРАКТОР

Код. 680FS

- 1 ФРЕЗА "СПЕЦИАЛЬНАЯ"

Код. 680FA

- 1 ФРЕЗА С ЗАЦЕПЛЯЮЩЕЙ КРОМКОЙ

ЗАПЧАСТИ "СИСТЕМЫ ОТ REVERSE", "ОТ KLASS" И "BROKEN SCREW EXTRACTOR" ИМЕЮТСЯ В НАЛИЧИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПИШИТЕ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ ИЛИ ЗВОНИТЕ В НАШИ ОФИСЫ.

RHEIN83

ПРЯМЫЕ УСЛУГИ

Rhein83 интернет сайт
www.rhein83.com

Общая информация
info@rhein83.com

Отдел продаж
angela.internationaltrade@rhein83.it

Техническая поддержка
gianni.storni@rhein83.it (Технический Отдел)

Отдел маркетинга
marketing@rhein83.it



The logo for Rhein83 features the word "RHEIN" in a blue, stylized font and the number "83" in a larger, bold, yellow font. The background of the entire page is a photograph of Earth from space, with a bright sun in the upper left corner creating a lens flare effect.

Via ZAGO, 10/ABC
40128 - BOLOGNA

Тел. (+39) 051 244510 - (+39) 051 244396

Факс (+39) 051 245238

<http://www.rhein83.com>

e-mail: info@rhein83.com

Штамп диллера



UNI EN ISO 9001:2008
UNI CEI EN ISO 13485:2012